

Catálogo de Produtos

Linha Hexágono Interno

MICROPLANT
sistemas de próteses

SOLUÇÕES INTELIGENTES

www.microplant.com.br

Linha de Componentes Protéticos - Hexágono Interno



Compatibilidades para Micro Unit



Compatibilidades para Estheticone




Tabela de Compatibilidades

Sistema	TIPO	Ø Implante	Ø Mesa	Rosca
X1	Conexão ZIP	3,25	3,25	M 2,0
GR	Estética	3,30	3,30	M 2,0
A1	3 Certain	3,25	3,40	M 1,6
CI	Bonded US	3,30	3,50	M 1,8
F1	Dentaflex	3,50	3,50	M 2,0
B	DIP Sumala	3,50/5,00	3,50	M 1,8
NI	Nobel Replace	3,50	3,50	M 1,8
F1	Dentaflex	3,50	3,50	M 2,0
BI	Bionovation	3,70	3,80	M 1,6
SW	UBiImplac	3,80	3,80	M 1,8
X2	Right ZIP	3,80	3,80	M 1,6
F1	Dentaflex	4,00	4,00	M 2,0
GR	Estética	4,00	4,00	M 2,0
F1	Season	3,50/4,00/5,00	4,00	M 2,0
X1	Bonded US ZIP	3,50/3,75/4,00	4,00	M 2,0
A1	3 Certain	4,0	4,0	M 1,6
E1	Coronado	3,75/4,00	4,0	M 1,8
R1	Titanium Fix	3,75/4,0	4,0	M 1,8
Z1	Phosor	3,75/4,0	4,00	M 1,8
BI	Bionovation	4,0	4,0	M 1,8
F1	Dentaflex	4,25	4,25	M 2,0
LI	Nobel	4,30	4,30	M 1,6
NI	Nobel Replace	4,30	4,30	M 2,0
X1	Coronado Implan	4,30	4,30	M 1,8
Z1	Phosor	4,30	4,30	M 1,8
F1	Dentaflex	4,50	4,50	M 2,0
X1	Right ZIP	4,50	4,50	M 1,6
SW	SN	4,50	4,50	M 1,8
F1	Dentaflex	4,75	4,75	M 2,0
A1	3 Certain	5,00	5,00	M 1,6
BI	Bionovation	5,00	5,00	M 1,8
GR	Estética	5,00	5,00	M 2,0
B	DIP	5,00	5,00	M 2,5
LI	Nobel	5,00	5,00	M 2,0
NI	Nobel Replace	5,00	5,00	M 2,0
Z1	Phosor	5,00	5,00	M 1,8
R1	Titanium Fix	3,75/4,0	5,0	M 1,8
X1	Bonded US Dentaflex	4,75/5,0	5,00	M 2,0
Y1	Coronado Implan	5,00	5,00	M 1,8
X2	Right ZIP	5,50	5,50	M 1,8
SW	SN	5,50	5,50	M 1,8
E1	Coronado	6,00	6,00	M 1,8
B	DIP	6,00	6,00	M 2,5

PEÇA ESPECIAL				
US	Universal I	3,25/4,0	3,25/4,0	M 2,0
US	Season	3,5/4,0	3,5/4,0	M 1,8
US	Berlinox	4,3/5,0	4,3	M 2,0
UP	TP	4,00	4,00	M 2,5
IMZ	IMZ	3,0	3,0	2,30
IMZ	IMZ	4,00	4,00	3,00
MR	Imolock	3,30	3,30	2,20

Instrumentais



*C= Curta | M= Média | L= Longa

CONHEÇA O APLICATIVO MICROPLANT



A Microplant mapeou os diversos tipos de componentes, suas especificações, compatibilidades de sistemas e criou um aplicativo inédito no mercado de componentes dentários.

Feito especificamente para facilitar a vida de seus clientes, dentistas, próteses e demais profissionais do ramo odontológico que tem contato direto com componentes para prótese sobre implantes.

Só a Microplant que possui amplo conhecimento em componentes poderia oferecer esta facilidade a seus clientes.

Para ter acesso completo ao aplicativo, baixe o app, instale em seu celular ou tablet e ligue para a Microplant no telefone (11) 2990-5533.



microplant.com.br | /microplantsistemadeproteses

+55 11 99312-6392 | comercial@microplant.com.br | 11 2990-5533 | 11 2261-1650

Av: Cel. Sezefredo Fagundes - 452 - Tucuruvi - São Paulo - Brazil - CEP 02306-000